



**Loripadova
Tecnologia**

Guida all'invio dei file con OdontoConnect

Loripadova Tecnologia srl

*viale della Navigazione Interna, 82 - 35027 Noventa Padovana (PD) - Italy
Partita IVA 04681140283*

Introduzione


OdontoConnect è la soluzione che LoripadovaTecnologia utilizza per lo scambio di file di grandi dimensioni con i laboratori odontotecnici e con gli studi medici. Attraverso il portale OdontoConnect è possibile trasferire file CAD, immagini e prescrizioni mediche complete di firma digitale. Questo strumento consente di controllare lo stato di trasmissione del file: è possibile verificare se il file è stato inviato, letto, preso in carico, lavorato e consegnato.

Procedura per l'invio dei file da fabbricare

Nel seguito viene descritta passo passo la procedura da seguire per l'invio dei file in formato .stl da produrre.

1. Accedere al portale OdontoConnect

Per accedere al portale OdontoConnect è necessario aprire un browser per la navigazione internet (consigliato Google Chrome) ed indicare nell'URL del sito l'indirizzo www.odontoconnect.it




2. Accedere alla propria area riservata



Una volta effettuato l'accesso al sito clicca sull'icona **"Login"** ed accedi alla tua area riservata immettendo username e password impostate al momento della registrazione dell'account.

L'area riservata appare come nell'immagine sottostante.



3. Invio dei file in formato .stl




Invio Documenti




File & 3D


Inviare i file da lavorare cliccando su **“Invio Documenti”** e quindi su **“File&3D”**.
Selezionare **“Loripadova Tecnologia srl”** come destinatario a cui inviare i file 3D da produrre.



Cliccare sull'icona **"ApriFile"**  come nell'immagine successiva. (ATTENZIONE: qualora non utilizzaste "Google Chrome" quale browser per la navigazione, bensì "Explorer", "Mozilla" o altri, l'icona potrebbe non essere visualizzata correttamente. In tal caso basterà avvicinarsi con il mouse e cliccare quando il puntatore cambia forma).



Indicare uno o più file da fabbricare e cliccare su **"Apri"**.



Attendere il completo invio dei file appena selezionati. Quando i file sono inviati sono automaticamente eliminati dalla coda e sarà possibile visualizzarli nell'archivio.



OdontoConnect

i dati sono stati inviati correttamente

Gestione Archivio



Invio Documenti



Prescrizioni Mediche



File & 3D



Fotografie



Visualizza Tutto

3d di [redacted]
[legenda](#)

☒ tutti
 ☐ non scaricati
 ☐ scaricati

☐ inviati
 ☐ ricevuti
 [azzera i filtri](#)

numero record totali: 10

IdI	rag.soc.	data ins.	ora ins.	file	var.il	tipo	stato	elimina
1124	Loripadova Tecnologia srl	[redacted]	[redacted]	File10.stl	-			
1123	Loripadova Tecnologia srl	[redacted]	[redacted]	File9.stl	-			
1122	Loripadova Tecnologia srl	[redacted]	[redacted]	File8.stl	-			
1121	Loripadova Tecnologia srl	[redacted]	[redacted]	File7.stl	-			
1120	Loripadova Tecnologia srl	[redacted]	[redacted]	File6.stl	-			
1119	Loripadova Tecnologia srl	[redacted]	[redacted]	File5.stl	-			

4. Specificare il tipo di lavorazione

Entrare nell'archivio e selezionare un file inviato per la fabbricazione. Aggiungere sulle **"Note"** il tipo di lavorazione desiderata come riportato nell'immagine sottostante.

Home Login Help in linea Dettagli account

OdontoConnect

Ragione Sociale: referente: [redacted] Titolare: Data Inserimento: [redacted]

Note:
esempi:
STRUTTURA FUSIONE LASER SELETTIVA o ABUTMENT TITANIO FRESATO o PONTE AVVITATO FRESATO o STRUTTURA ZIRCONIA FRESATA

Ricevuto: 00/00/0000 Codice Cliente: non assegnato
Num.Ordine: non assegnato Num.Commissa: non assegnato

Note:

File allegato: (File10.stl)

[conferma](#)

Cliccare su conferma.

Note

I file pervenuti entro le 17.00 di ogni giornata lavorativa saranno processati nella giornata di ricezione.

Tempi massimi di produzione

- ✓ Laser Melting: 3 giorni dal giorno della ricezione dei file
- ✓ Strutture fresate: 5 giorni dal giorno della ricezione dei file

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

e-mail: info@loripdtech.it